

Eidon[®] Ionische Elementaire Mineralen



Eidon[®] Ionische Elementaire Mineralen zijn zeer goed opneembaar!

Omdat mineralen niet altijd even goed door het lichaam kunnen worden opgenomen, bevatten voedingssupplementen hier vaak hoge doseringen van. Eidon[®] Ionische Elementaire Mineralen zijn ongebonden en worden geheel omhuld door water, ze zijn daardoor zeer goed opneembaar. Het is niet noodzakelijk om hoge doseringen te gebruiken, bovendien zijn Eidon[®] producten gemakkelijk in gebruik en vriendelijk voor de maag.

Eidon[®] Ionische Ostensieve Elementen

Eidon[®] Ionische Ostensieve Elementen bevat 100% gehydrateerde elementaire mineralen en is daardoor zeer goed opneembaar.

ZUIVERHEID DIE U ZIET, PROEFT EN VOELT.

Vloeibaar Mineraal Concentraat • Voedingssupplement • 60 ml

Samenstelling per dagdosering van 30 druppels (2 ml)

		% RI*
Calcium (calciumchloride)	2,25 mg	<1 %
Magnesium (magnesiumchloride)	2,25 mg	<1 %
Zink (zinksulfaat)	0,14 mg	1,4 %
Mangaan (mangaanchloride)	0,02 mg	1 %
Boron/Boor (boorzuur)	3 mg	**
Silicium (siliciumdioxide)	65,6 mg	**
Zwavel/MSM (methylsulfonylmethaan)	7,5 mg	**

* RI = Referentie-innames voor volwassenen. ** RI niet vastgesteld.

Overige ingrediënten: gedeïoniseerd water.

Dagelijks gebruik: 30 druppels (2 ml) per dag oplossen in 250 ml water of sap met of zonder voedsel.

Bewaaraadvies: goed afgesloten bij kamertemperatuur bewaren, buiten het bereik van kinderen. NIET INVRIEZEN.



Wat is de adviesdosering van de Eidon® mineralen?

De adviesdosering op de labels duidt de aanbevolen dagdosering aan en is gebaseerd op een persoon met een gewicht van 45-68 kg. De dagdoseringen zijn over het algemeen wat lager dan gemiddeld indien men kijkt naar de RI (referentie-innames voor volwassenen), omdat de in water oplosbare elementaire mineralen direct biologisch beschikbaar zijn en volledig door het lichaam kunnen worden opgenomen. Indien gewenst kunnen de doseringen langzaam opgebouwd worden naar de aanbevolen dagdosering.

Dienen Eidon® mineralen gekoeld bewaard te worden?

Nee, Eidon® mineralen hoeven niet gekoeld bewaard te worden. We raden aan om ze daarom ook niet in de koelkast te bewaren, maar op kamertemperatuur, goed afgesloten en buiten bereik van kinderen. De mineraal producten die siliciumdioxide bevatten kunnen geen vrieskou weerstaan en mogen niet bevriezen. Zodra dat gebeurt, wordt de moleculaire structuur van siliciumdioxide gewijzigd en zal het niet meer in oplossing terugkeren. We raden aan niet direct uit de flesjes te drinken, omdat op deze manier het product kan worden besmet met bacteriën uit uw mond. De houdbaarheid van Eidon® mineralen in gesloten verpakking is vijf jaar.

Alle aangeboden Eidon® mineraal producten bevatten de Ionische Elementaire vormen van mineralen!

De aangeboden Eidon® producten zijn vrij van gluten, suikers, zetmeel, kunstmatige kleuren en smaakstoffen, extra conserveringsmiddelen of dierlijke bijproducten en zijn geschikt voor veganisten.



Energy Life & Health,
de leverancier van
de Eidon® Ionische
Elementaire Mineralen,
voldoet aan de HACCP
richtlijnen.

© Eidon® Ionic Minerals, Inc.

www.eidon.nl

info@eidon.nl

085-760 4333

Voor meer informatie over de verkoopprijs van Eidon® mineralen verwijzen wij u naar uw eigen zorgprofessional of ga naar de website www.eidon.nl.